



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE
№ ФСЗ 2010/08691

от 24 декабря 2010 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

"Дрегер Медикал ГмбХ", Германия,

Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lubeck, Germany

и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)

Аппарат искусственной вентиляции лёгких Evita в исполнениях:

Evita XL и Evita 4, с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе) производства

"Дрегер Медикал ГмбХ", Германия,

Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lubeck, Germany

класс потенциального риска 2а

ОКП 94 4460

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №69406 от 13.11.2010

приказом Росздравнадзора от 24 декабря 2010 года №11518-Пр/10

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова

011513

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2010/08691**

Лист 1

I. Аппарат искусственной вентиляции лёгких Evita в исполнениях: Evita XL, Evita 4 (базовый состав):

1. Основной блок аппарата.
2. Датчик потока - 5 шт.
3. O₂-датчик.
4. Клапан выдоха.
5. Шланг кислородный.
6. Шланг сжатого воздуха.
7. Контур пациента (набор шлангов), взрослый/детский.

II. Принадлежности:

1. Датчик для измерения CO₂ с адаптером.
2. Кабель для интерфейса «Медибус».
3. Кабель для принтера.
4. Дисплей цветной.
5. Тележка.
6. Увлажнитель «Аквапор» с температурным датчиком и держателем.
7. Увлажнитель «Fisher & Paykel» с температурным датчиком и держателем.
8. Кронштейн 240-С.
9. Распылитель медикаментозный со шлангом.
10. Резугатор.
11. Тест-легкие.
12. Батарея для резервного питания 12В, с кабелем.
13. Компрессор медицинского воздуха.
14. Воздушный шланг, 0,8 м.
15. Влагоотделитель.
16. Маска «BabyFlow» - 10 штук.
17. Канюли носовые «BabyFlow» - 10 штук.
18. Адаптер «BabyFlow» для неинвазивной вентиляции - 20 штук.
19. Маска дыхательная «NovaStar».
20. Маска дыхательная «ClassicStar».
21. Шланги дыхательные одноразовые - 1 уп. / 20 или 25 штук.
22. Фильтр дыхательный одноразовый - 50 шт.
23. Фильтр воздушный.
24. Фильтр пылевой.


Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
24 декабря 2010 года

Е.А. Тельнова

013663