

Сравнительные характеристики УЗ-аппаратов Mindray серии Consona

	N6	N7	N8	N9
База	Монитор 21" Тачскрин 13"	Монитор 21" Тачскрин 13"	Монитор 21" Тачскрин 15"	Монитор 24" Тачскрин 15"
Количество разъемов	4	4 (+1 опция)	5	5
Кронштейн монитора	Простой	Шарнирный	Двойное плавающее крепление	Двойное плавающее крепление
Жесткий диск	HDD 1Тб	HDD 1Тб	HDD 1Тб (опция SSD 512 Гб)	SSD 512 Гб
Линейный	7L4B - 38 мм, 128 эл.	L13-3 - 38 мм, 128 эл.	L13-3N - 38 мм, 192 эл.	L13-3N - 43 мм, 192 эл.
Конвексный	3C5A - 128 эл.	C6-1 - 128 эл.	C5-1 - 128 эл.	SC5-1N - монокристалли ческий, 128 эл.
Внутриполостной	V10-4 - 128 эл.	V11-3 - 128 эл.	V11-3 - 128 эл.	V11-3N - 192 эл.
Секторный	P4-2 - 64 эл.	P4-2 - 64 эл.	SP5-1N - монокристалли ческий, 64 эл.	SP5-1N - монокристалли ческий, 64 эл.
iScape	✓	✓	✓	✓
Free Xros M	✓	✓	✓	✓
TDI	✓	✓	✓	✓
iNeedle	✓	✓	✓	✓
IMT и RIMT	✓	✓	✓	✓
Smart 3D	✓	✓	✓	✓
Smart OB	✓	✓	✓	✓
Smart NT	✓	✓	✓	✓

mindray



Сравнительные характеристики УЗ-аппаратов Mindray серии Consona

	N6	N7	N8	N9
Smart FLC	✗	✓	✓	✓
Компрессионная эластография	✓	✓	✓	✓
STE, STQ	✗	✗	✗	✓
Smart Bladder	✓	✓	✓	✓
IVF	✓	✓	✓	✓
Smart Hip	✓	✓	✓	✓
Glazing Flow	✗	✓	✓	✓
Smart HRI	✗	✓	✓	✓
Smart Thyroid	✗	✓	✓	✓
Smart Breast	✗	✓	✓	✓
Tissue Tracking QA	✗	✗	✗	✓



mindray

