

Infinity Vista

Цветной портативный монитор

Характеристики:

Портативный, компактный монитор, с выдвижной ручкой для транспортировки. Вес 3,32 кг без батарей.

Цветной жидкокристаллический дисплей с активной матрицей размером 8,5", с разрешением 640 x 480 пиксель. Отображение на экране 4-х кривых.

Использование **ТОЛЬКО ОДНОГО!** кабеля для подключения к монитору электродов ЭКГ, температурных датчиков и датчика пульсоксиметрии.

Стандартный RS-232 интерфейс для передачи данных.

Использование для всех возрастных групп пациентов, как в палате реанимации и операционной, так и при транспортировке пациента.

Работа от аккумулятора и от электрической сети.

Возможность дооснащения новыми дополнительными возможностями и версиями программного обеспечения при помощи карты памяти.

Программное обеспечение и инструкция пользователя на русском языке.



Возможности монитора:

- ЭКГ (3, 5 и 6 отведений)
- Базовый анализ аритмий
- Расширенная программа аритмий (программная опция)
- Анализ ST сегмента (программная опция)
- Респирация
- SpO₂ (система "Nellcor" и система "Masimo")
- Пульс
- Температура (1 канал)
- Неинвазивное давление
- Инвазивное давление 1-2 канала (программная опция)
- Оксикардиореспираграмма для неонатальных пациентов (программная опция)
- Подключение в беспроводную мониторную сеть (программная опция)
- Подключение двухканального регистратора или лазерного принтера
- Различные варианты крепления мониторов
- Дополнительный внешний дисплей