

Infinity Vista XL

Цветной портативный монитор

Характеристики:

Портативный, компактный монитор, с выдвижной ручкой для транспортировки. Вес 6,6 кг без батарей.

Цветной жидкокристаллический дисплей с активной матрицей размером 10,4", с разрешением 640 x 480 пиксель. Отображение на экране 5-ти кривых (6, 8 – опция).

Использование **ТОЛЬКО ОДНОГО!** кабеля для подключения к монитору электродов ЭКГ, температурных датчиков и датчика пульсоксиметрии.

Встроенный порт для подключения модуля капнографии.

Стандартный RS-232 интерфейс для передачи данных.

Использование для всех возрастных групп пациентов, как в палате реанимации и операционной, так и при транспортировке пациента.

Работа от аккумулятора и от электрической сети.

Возможность дооснащения новыми дополнительными возможностями и версиями программного обеспечения при помощи карты памяти.

Программное обеспечение и инструкция пользователя на русском языке.



Возможности монитора:

- ЭКГ (3, 5 и 6 отведений)
- Базовый анализ аритмий
- Расширенная программа аритмий (программная опция)
- Анализ ST сегмента (программная опция)
- Анализ ST сегмента по 8-ми отведениям (программная опция)
- Респирация
- SpO₂ (система "Nellcor" и система "Masimo")
- Второй канал SpO₂ с MicroO₂
- Пульс
- Температура (1 - 2 канала)
- Неинвазивное давление
- Инвазивное давление 1- 4 канала (программная опция)
- Сердечный выброс методом термодилуции
- Подключение датчика FiO₂
- Расширение формата экрана до 6,8-ми канального (программная опция)
- Оксикардиореспираграмма для неонатальных пациентов
- Подключение в проводную мониторную сеть
- Подключение в беспроводную мониторную сеть (программная опция)
- Подключение газового модуля
- Подключение двухканального регистратора или лазерного принтера
- Различные варианты крепления мониторов
- Дополнительный внешний дисплей